

TABLA DE ALIMENTACIÓN PARA LABORATORIO

Producto	Estadio	Sobrev.	Dosis por millón	Frec.	Total alimento d.
EL MOLINO MYSIS	mysis 1	100	15 gr.	6 alimen	90 gr.
	mysis 2	100	18 gr.	6 alimen	108 gr.
	mysis 3	95	21 gr.	6 alimen	126 gr.
EL MOLINO plus⁰	postlarva1	80	24 gr.	6 alimen	144 gr.
	postlarva2	80	27 gr.	6 alimen	162 gr.
	postlarva 3	80	30 gr.	6 alimen	180 gr.
	postlarva 4	80	33 gr.	6 alimen	198 gr.
	postlarva 5	80	36 gr.	6 alimen	216 gr.
	postlarva 6	80	39 gr.	6 alimen	234 gr.
	postlarva 7	80	42 gr.	6 alimen	252 gr.
	postlarva 8	80	45 gr.	6 alimen	270 gr.
	postlarva 9	80	48 gr.	6 alimen	288 gr.
	postlarva 10	80	51 gr.	6 alimen	306 gr.
EL MOLINO plus¹	postlarva 11	80	54 gr.	6 alimen	324 gr.
	postlarva 12	80	57 gr.	6 alimen	342 gr.

Alimentación por 1 millón de animales

COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA LABORATORIO

Harina de Pescado Super PRIME, Astaxantina Natural, Colesterol, Trigo, Pasta de Soya Aceite de Pescado, Lecitin, Carbonata, Fosfato de Calcio, Cloruro de Sodio, Antioxidantes, Antihongos, Premezcla Prime, Premezcla vitamínica, Minerales, Probióticos, Ácidos Orgánicos, Hidrolizados y Nucleótidos.

Nota: De acuerdo a la oferta y estacionalidad de las materias primas podrán variar, manteniendo su perfil nutricional.



PEDERNALES

Dir.: Ma. Auxiliadora entre Plaza Costa y García Moreno
Telf.: (05)2680399
E-mail: pedernales@alimentsa.com

BAHÍA DE CARÁQUEZ

Dir.: Av. César Ruperti, Barrio Central diagonal a la casa Judicial en Leónidas Plaza
Telf.: 0993962701
E-mail: bahia@alimentsa.com

DURÁN

Dir.: Vía Durán Tambo km 6 ½
Telf.: (04) 3711290
E-mail: serviclientes@alimentsa.com
www.alimentsa.com
Durán-Ecuador

MACHALA

Dir.: Estero Huaylá y Malecón
Telf.: (07) 3701810
E-mail: machala@alimentsa.com

HUALTACO

Dir.: Hualtaco Callejón "B"
Cantón Huaquillas
Telf.: (07) 2148587
E-mail: hualtaco@alimentsa.com

MANUAL DE USO

ALIMENTO PARA LABORATORIO



De camareros para
CAMARONEROS

EL MOLINO
plus

EL MOLINO
MYSIS

MANUAL DE USO

ALIMENTO PARA LABORATORIO

ALIMENTSA en su continúa búsqueda de la excelencia presenta el manual de uso de sus productos para laboratorios.



EL MOLINO MYSIS

Producto	Proteína	Características	Tamaño
EL MOLINO MYSIS	50%	Extrusado Probiótico	100 micras

Análisis garantizado

PROTEÍNA	min	50%
GRASA	min	12%
FIBRA	max	2%
CENIZA	max	12%
HUMEDAD	max	10%

Perfil de aminoácidos

Lisina: 3,5	Leucina: 3,40
Metionina: 1,30	Isoleucina: 1,95
Melt+CIS: 1,70	Valina: 2,38
Triptófano: 0,45	Histidina: 1,10
Treonina: 1,93	Arginina: 2,85
Glic+Ser: 4,80	Fenilalanina + Tirosina: 3,30

PRESENTACIÓN:

Este alimento se presenta en polvo con partículas menores a **100 micras** en fundas laminadas.
Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
Fundas laminadas de **1 Kilo**.
Tiempo de caducidad: **3 meses**.

EL MOLINO Plus

Producto	Proteína	Características	Tamaño
EL MOLINO Plus ⁰	50%	Extrusado Probiótico Premezcla Prime	250 micras
EL MOLINO Plus ¹	50%	Extrusado Probiótico Premezcla Prime	500 micras

Análisis garantizado

PROTEÍNA	min	50%
GRASA	min	6%
FIBRA	max	2%
CENIZA	max	16%
HUMEDAD	max	12%

Perfil de aminoácidos

Lisina: 3,50	Leucina: 3,35
Metionina: 1,29	Isoleucina: 1,90
Melt+CIS: 1,70	Valina: 2,30
Triptófano: 0,40	Histidina: 1,05
Treonina: 1,90	Arginina: 2,80
Glic+Ser: 4,75	Fenilalanina + Tirosina: 3,30

PRESENTACIÓN:

Fundas laminadas de **1 Kilo y 2 Kilos**.
Tiempo de caducidad: **3 meses**.